

頸部撮像（顎関節）

MRI

「臨床画像」 vol.35.4月増刊号

使用メーカー名	SIEMENS		機種名		Magnetom aera							1.5T
項目	プロトコール名		顎関節									
シーケンス名	STIR	プロトン										
撮像法	SPACE 3D	TSE										
撮像断面	冠状断	矢状断										
TR (ms)	2000	2200										
TE (ms)	90	11										
FOV (mm)	240	120										
Matrix	256	320										
スライス厚 (mm)	1	3										
スライスギャップ (mm)		0.6										
スライス枚数	176	9										
脂肪抑制	IR180											
pararell	2	1										
加算回数	1	1										
撮像時間 (分)	3:50	1:54										
位相方向	R-L	A-P										
コメント		*										
再構成	MPR											
断面 (回転)	矢状断											
スライス厚	1											
枚数	30											
コメント	左右作成											
ダイナミック回数												
コメント												

※閉口位からパノラマ撮影用マウスピースの高さを利用して徐々に開口位，最大4段階